



KONICA MINOLTA

bizhub Evolution **CONNECTOR** **MICROSOFT ONEDRIVE /** **ONEDRIVE FOR BUSINESS**

- ▣ Bedienungsanleitung
- ▣ Version: 1.2



Inhaltsverzeichnis

- Dabei unterstützt Sie „Connector Microsoft OneDrive / OneDrive for Business“2
- Voraussetzungen.....2
- So nutzen Sie „Connector Microsoft OneDrive“ / “Connector Microsoft OneDrive for Business”3
 - Aus Microsoft OneDrive / OneDrive for Business drucken (Pull Print)3
 - Microsoft OneDrive- / OneDrive for Business Verbindung herstellen.....3
 - Zugriff auf Microsoft One-Drive sperren3
 - Microsoft OneDrive / OneDrive for Business als Ablageziel auswählen.....4
- Haben Sie noch Fragen?.....5

Dabei unterstützt Sie „Connector Microsoft OneDrive / OneDrive for Business“

Binden Sie Microsoft OneDrive in Ihre Dokumentenprozesse ein!

Mit dem „Connector Microsoft OneDrive“ oder „Connector Microsoft OneDrive for Business“ erweitern Sie Ihr lokales Dokumenten- und Ablagesystem:

- Drucken Sie Dokumente direkt von Microsoft OneDrive / OneDrive for Business.
- Laden Sie auf Microsoft OneDrive / OneDrive for Business z.B. Ihre fertigen Dateien hoch, die mit einem bizhub Evolution-Service bearbeitet wurden.

Voraussetzungen

Damit Sie den „Connector Microsoft OneDrive“ oder „Connector Microsoft OneDrive for Business“ nutzen können, stellen Sie bitte sicher, ...

- dass Sie Zugang zu bizhub Evolution haben.
- dass Sie auf bizhub Evolution registriert sind.
- dass Ihnen ein Konica Minolta Multifunktionssystem in Ihrer bizhub Evolution-Umgebung zur Verfügung steht, z.B. um aus Microsoft OneDrive / OneDrive for Business zu drucken.
- dass Ihnen die Services „Connector Microsoft OneDrive“ / „Connector Microsoft OneDrive for Business“ und „Pull Print“ zugewiesen sind.
- dass Ihnen ein weiterer Service, wie z.B. „Convert to Word“ zugewiesen ist, der mit dem Connector verbunden werden kann.
- dass Sie mit dem Internet verbunden sind.
- dass Sie über ein Microsoft OneDrive- oder OneDrive for Business-Konto verfügen.

So nutzen Sie „Connector Microsoft OneDrive“ / “Connector Microsoft OneDrive for Business”

Aus Microsoft OneDrive / OneDrive for Business drucken (Pull Print)

1. Authentifizieren Sie sich am Multifunktionssystem.
2. Starten Sie den bizhub Evolution-Service „Pull Print“.
3. Wählen Sie Ihren Cloud-Speicher aus.
4. Wählen Sie die Datei aus, die Sie drucken möchten.
5. Starten Sie den Druck.
Die Datei wird ausgedruckt.

Microsoft OneDrive- / OneDrive for Business Verbindung herstellen

1. Starten Sie Ihr bizhub Evolution, z.B. auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie in der Menüleiste [MEINE SERVICES] und dann [Connector Setup].
3. Klicken Sie auf den Connector OneDrive / OneDrive for Business.
4. Melden Sie sich auf Ihrem Cloud-Speicher an.
5. Bestätigen Sie Ihre Freigabe.

Zugriff auf Microsoft One-Drive sperren

1. Starten Sie Ihr bizhub Evolution, z.B. auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie in der Menüleiste [MEINE SERVICES] und dann [Connector Setup].
3. Klicken Sie auf den Connector OneDrive / OneDrive for Business.
Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt.
4. Klicken Sie [OK].
Die Bestätigung wird angezeigt, dass Sie den Zugriff auf den Cloud-Speicher gesperrt haben.
5. Klicken Sie [OK].
Der Zugriff auf den Cloud-Speicher ist gesperrt.

HINWEIS

Klicken Sie zum Entsperren einfach noch einmal auf den Connector Microsoft OneDrive / OneDrive for Business.

Microsoft OneDrive / OneDrive for Business als Ablageziel auswählen

1. Starten Sie Ihr bizhub Evolution, z.B. auf Ihrem PC.
2. Starten Sie z.B. den Service „Convert to Word“.
3. Ziehen Sie Ihre Datei per Drag&Drop auf das Fenster „Dateien“.
Die Datei wird hochgeladen.
oder
Klicken Sie auf [durchsuchen] und wählen Sie Ihre Datei über die Dateiauswahl aus.
Die Datei wird hochgeladen.
4. Klicken Sie auf das Fenster „Ziel wählen“.
5. Legen Sie als Ablageziel [OneDrive] oder [OneDrive for Business] fest.
6. Klicken Sie [Konvertiere zu Word].
7. Bestätigen Sie die Statusmeldung mit [OK].
Die Konvertierung startet. Die Dateien werden abschließend am gewünschten Ablageziel abgelegt oder Ihnen per E-Mail zugeschickt.

Haben Sie noch Fragen?

Haben Sie Fragen zur Bedienung dieses Services oder treten bei Ihnen Probleme auf, dann wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator in Ihrem Haus. Kann Ihr Systemadministrator Ihre Fragen nicht beantworten bzw. Ihre Problem nicht beheben, hat er die Möglichkeit sich an den Konica Minolta Support zu wenden, um weitere Unterstützung anzufordern.



KONICA MINOLTA

Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17
30855 Langenhagen 🇩🇪 Germany
Tel.: +49 (0) 511 74 04-0
Fax: +49 (0) 511 74 10 50
www.konicaminolta.eu



bizhub Evolution
smart services from Konica Minolta